

75mm



K-SEX *Hot*
LUBRIFICANTE ÍNTIMO



**SENSAÇÃO EXTRA DE
AQUECIMENTO**

USO TÓPICO

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 50 g e 70 g

K-SEX HOT é um gel lubrificante que promove **sensação extra de aquecimento** e **maior sensibilidade** na região íntima, podendo variar de acordo com a reação de cada indivíduo. K-SEX HOT é hipoalergênico, dermatologicamente e ginecologicamente testado, livre de fragrâncias e corantes, não é gorduroso, é solúvel em água por isso não mancha a roupa, fácil de remover.

INDICAÇÃO:

Alívio dos efeitos causados pela secura vaginal e aumento da sensibilidade na região íntima, com sensação extra de aquecimento.

MODO DE USO: Uso tópico. Aplicar a quantidade desejada diretamente sobre a área a ser lubrificada.

FUNDAMENTOS DO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO:

A lubrificação vaginal é um processo natural feminino, proveniente de estímulos nos órgãos íntimos, sendo uma preparação do corpo para o ato sexual. Entretanto, em algumas mulheres ocorre a ausência desta lubrificação natural, gerando desconforto durante a relação. Através de sua formulação, **K-SEX HOT** além de lubrificar, promove uma sensação de aquecimento, quando em contato com a pele e mucosas, sob fricção.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- O produto não deve ser usado por pessoas que sejam sensíveis aos componentes da fórmula.
- Raramente ocorre dor, irritação ou qualquer outra reação desfavorável. Caso verifique reação alérgica ou desconforto suspenda o uso do produto e consulte seu médico.
- Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Ao contrário de outros lubrificantes à base de derivados de petróleo (vaselina), **K-SEX HOT** não danifica o látex.
- Pode ser aplicado diretamente sobre o órgão genital e também sobre o preservativo.
- Mantenha a embalagem fechada após o uso.

COMPOSIÇÃO:

hidroxipropilcelulose, macrogol, ácido láctico, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Durante armazenamento e transporte, K-SEX HOT deve ser mantido na sua embalagem original e conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C

**O PRAZO DE VALIDADE ESTÁ IMPRESSO NA EMBALAGEM INTERNA E EMBALAGEM EXTERNA (CARTUCHO).
APÓS ESTE PRAZO, NÃO USE O PRODUTO**

Cadastro ANVISA nº: 80424149002

Lote, data de fabricação
e prazo de validade: vide cartucho

Detentor de Registro:
União Química Farmacêutica Nacional S/A
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000 - SAC 0800 11 1559
CNPJ: 60.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas
CRF SP N° 49.136

Fabricado por:
Anovis Industrial Farmacêutica Ltda
Av. Ibirama, 518 - parte - Bairro Jardim Pirajussara
Taboão da Serra - SP - CEP 06785-300
CNPJ 19.426.695/0001-04
Indústria Brasileira



4014574-6400488 - 140 x 212 mm - Lactus 1.377



7.5mm